

TR

Atık Toplayıcı - Sürekli Çalışma Özelliği

Bu döner numune bölücü, diğer bölücülerimize göre sahip olduğu atık toplama özelliği sayesinde, kullanılmayacak numuneleri tek bir kaba toplamanızı sağlar ve bu da iş süreçlerinizi daha verimli hale getirir. Numune, 10 litre kapasiteli, konik ve paslanmaz çelikten imal edilmiş besleme haznesine yerleştirildikten sonra, titreşimli besleme kanalı ile döner kaplara aktarılır. Bu sistem, malzemenin ağırlıkça $\pm 1\%$ oranında eş temsili bir şekilde ayrılmasını garanti eder.

EN

Waste Collector - Continuous Process

This rotary sample divider, compared to our other dividers, allows you to collect unused samples into a single container thanks to its waste collection feature, which makes your work processes more efficient. After the sample is placed into the feeding hopper, which has a capacity of 10 liters, is conical and made of stainless steel, it is transferred to the rotary containers through a vibrating feed channel. This system guarantees a representative split of the material by weight to within $\pm 1\%$.



TR

Hatasız ve karşılaştırılabilir bir analiz, doğru örnek işlemeyle yakından bağlantılıdır. Yalnızca ilk malzemeyi temsil eden bir örnek anlamlı analiz sonuçları sağlayabilir. Döner numune bölücüler, bir numunenin temsil edilebilirliğini ve dolayısıyla analizin tekrarlanabilirliğini sağlar.

EN

Accurate and comparable analysis is closely linked to correct sample processing. Only a sample representative of the initial material can provide meaningful analysis results. Rotating sample dividers ensure the representativeness of a sample and therefore the reproducibility of the analysis.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Besleme Haznesi / Feed Hopper	10 L
Ürün Besleme Boyutu / Feeding Size	0 - 20 mm
Malzeme besleme hızı, titreşim motorunun açısı ile ayarlanabilir / The material feeding speed can be adjusted by the angle of the vibration motor	
Diğer döner numune bölücülere göre kullanılmayacak atık numuneleri tek bir kaba toplama özelliğine sahiptir / Compared to other rotary sample dividers, it has the feature of collecting waste samples into a single container	
Haznelerin dönme hızı, elektronik hız kontrol cihazı ile kademesiz olarak 0 ila maksimum hız arasında ayarlanabilir / The rotation speed of the hoppers can be adjusted steplessly from 0 to maximum speed by electronic speed controller	

